



SICHERHEIT AM
ARBEITSPLATZ



ERSTE HILFE LÖSUNGEN
FÜR DEN ARBEITSPLATZ

plum
Safety

Willkommen bei Plum Safety

Wir sind internationale Experten und bieten qualitativ hochwertige Produkte und Expertenwissen im Bereich Erste-Hilfe-Lösungen für den Arbeitsplatz.

Wir möchten, dass Sie bei der Arbeit sicher sind!

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Unfälle passieren jeden Tag. Minimieren Sie das Ausmaß und die Auswirkungen, indem Sie sicherstellen, dass Sie die richtigen Erste-Hilfe-Lösungen zur Verfügung haben, wo Unfälle passieren können.

Eine Erste-Hilfe-Lösung, die auf Ihren Arbeitsplatz zugeschnitten ist, hilft Ihnen, sich auf Unfälle vorzubereiten und Augenverletzungen, Schnittwunden und kleinere Wunden schnell, sicher und hygienisch zu behandeln.

Ein breites Sortiment an Augenspülungen, Pflastern, Verbrennungsgel und Wundreinigungstüchern hilft, Sie oder Ihren Kollegen, schnell zu versorgen und den Schaden eines Unfalls zu minimieren.

Es ist wichtig, dass die Mischung der Sicherheitsprodukte auf die Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes abgestimmt ist.

GLOBALE PRÄSENZ

Wir sind global aufgestellt und in den meisten Ländern der Welt vertreten. Sprechen Sie uns an, wenn wir Ihnen bei der Suche nach Ihrem Sicherheitslieferanten helfen sollen!




Sie können uns gerne kontaktieren
info@plum-deutschland.de
+49 (0)4721-681801

Inhalt

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter	4
Plum Safety Reminder App	5
So wählen Sie die richtige Augenspülung	6
Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride	8
Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	10
Plum Wound & Eyewash Spray	12
Augenspülstationen	14
Plum iBox	17
Augenspülwandboxen	20
Dekontaminationslösungen - Plum BodyNeutrAll	22
Plum QuickFix Pflaster & Spender	24
QuickSafe®	30
Plum Pull1Aid®	34
Wund- und Augenversorgung	36
Brandschutz	38
Plum Safety kurz erzählt	39

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter Statten Sie den Arbeitsplatz richtig aus

Ein schneller und einfacher Zugang zur Ersten Hilfe hält Unfallfolgen in Grenzen und macht das Arbeitsumfeld sicherer.



Unfälle passieren jeden Tag. Mit den richtigen Erste-Hilfe-Lösungen in Reichweite, genau dort, wo Unfälle passieren können, minimieren Sie deren Ausmaß und Folgen. Eine auf Ihren Arbeitsplatz zugeschnittene Erste-Hilfe-Lösung hilft Ihnen, sich auf Unfälle vorzubereiten und Augenverletzungen, Schnitte und kleinere Wunden schnell, sicher und auf hygienische Weise zu behandeln.

SCHNELLE UND EFFEKTIVE HILFE, DIE ZU IHREM UNTERNEHMEN PASST

Eine große Auswahl an Augenspülungen, Pflastern, Brandgelen und Wundreinigungstüchern hilft, Sie oder Ihre Kollegen schnell zu behandeln und Verletzungen zu minimieren. Entscheidend ist, dass die Erste Hilfe Produkte den Anforderungen des Arbeitsplatzes entsprechen.

Ob Sie in einem Büro arbeiten oder durch den Umgang mit Säuren/Alkali einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind - beim Laden von Batterien, in der industriellen Reinigung, bei Laborarbeiten oder in der petrochemischen Industrie - wir helfen Ihnen, die richtige Lösung zu finden.

PRAKTISCHE LÖSUNGEN FÜR HOHE ARBEITSBELASTUNG

Ihre Hände, Ihre Augen und Ihr Kopf sind Ihre wichtigsten Arbeitsmittel, unabhängig von Ihrer beruflichen Tätigkeit. Selbst kleine Unfälle können Ihre Arbeit beeinträchtigen, größere aber haben oft schwerwiegendere Auswirkungen – wenn Sie nicht vorbereitet sind. Mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen haben Sie die passende Erste-Hilfe-Lösung in Reichweite und können so viele kleinere, alltägliche Unfälle erheblich minimieren.



Unsere Augenspülung ist bei Unfällen einfach zu verwenden.



Den Augenaufsatz in Pfeilrichtung um 360° drehen, bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen, die Flasche drücken und die Augen spülen.



Alternativ den Kopf nach vorne beugen und durch vorsichtiges Drücken der Flasche die Augen spülen.

Kostenloses Konto. Unbegrenzte Produkte.
Automatische Benachrichtigungen. Protokollfunktionen.

EINFACHES & EFFEKTIVES WERKZEUG FÜR DAS MANAGEMENT VON HALTBARKEITSDATEN

Kontrollieren Sie die Haltbarkeitsdaten mit der Plum Safety Reminder APP - ein kostenloses Tool für alle Produkte mit Ablaufdatum oder regelmäßigem Inspektionsbedarf.


Ein Tool entwickelt, um Mitarbeitern, die für die Sicherheit verantwortlich sind, das Leben zu erleichtern. Neben der kompletten Produktübersicht bietet die App auch den Vorteil einer automatischen Warnung per eMail.

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Kostenloses Konto
- ✓ Einfaches Management von Haltbarkeitsdaten und Produktnutzungsberichten
- ✓ Automatische E-Mail-Benachrichtigungen
- ✓ Verwaltung mehrerer Standorte
- ✓ ... und mehrerer Lieferanten/Händler
- ✓ Produktscan zum automatischen Laden von Informationen
- ✓ Inspektionsberichte

+49 4721 681801

info@plum-deutschland.de



**SCANNEN &
HERUNTERLADEN**



plum
Safety

So wählen Sie die richtige Augenspülung

Bei Augenunfällen können verschiedene, schädliche Substanzen die Ursache sein – wählen Sie dementsprechend die richtige Augenspülung

Je nach Unfallursache ist eine bestimmte Augenspülung erforderlich. Bei Unfällen muss zuerst festgestellt werden, ob diese durch einen Fremdkörper oder durch Säuren bzw. Alkali verursacht wurden und - wenn möglich - welchen pH-Wert die jeweilige Substanz hat.

Deshalb ist die Kenntnis über die verwendeten Chemikalien wichtig, um im Erste Hilfe Fall die richtige Spüllösung anzuwenden.

Ein Augenspülplan hilft durch klare Vorgaben bei der Auswahl der richtigen Augenspülung. Bringen Sie die Piktogrammtafel neben Augenspülstationen, -wandboxen und QuickSafe® an.



So wählen Sie die richtige Augenspülung und verwenden sie mit einem Augenaufsatz



So wählen Sie die richtige Augenspülung und verwenden sie mit einem DUO Augenaufsatz



Art.-Nr. 956480A

Maße: B: 22,8 x H: 29,0 cm

Die pH-Skala reicht von 0 bis 14 und zeigt, wie sauer oder alkalisch eine Substanz ist.

- pH-Wert = 7 bedeutet neutral
- pH-Wert < 7 bedeutet sauer
- pH-Wert > 7 bedeutet alkalisch

Wenn der pH-Wert auf einen stark sauren bzw. einen stark alkalischen Gehalt hinweist, spülen Sie die Augen zunächst mit Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, bis die Flasche leer ist. Entsorgen Sie anschließend die Flasche und spülen Sie die Augen mit Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride weiter, bis Sie einen Arzt oder die Notaufnahme erreichen.

Bei einer pH-neutralen Substanz spülen Sie die Augen mit Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride, bis die Flasche leer ist und entsorgen Sie diese anschließend.

QR-Code: Anwendung von Augenspülung mit Augenaufsatz (Animationsvideo)

QR-Code: Anwendung von Augenspülung mit DUO Augenaufsatz (Animationsvideo)

Befestigen Sie den Augenspülplan an der Wand neben der Augenspülstation. Markieren Sie dazu eine Stelle in 145 cm Höhe vom Boden und bringen Sie den Augenspülplan dort an.



Beide Augen gleichzeitig spülen

Jetzt müssen Sie nicht länger überlegen, welches Auge Sie zuerst retten möchten. Der DUO Augenaufsatz von Plum ist eine einzigartige Lösung, mit der Sie beide Augen gleichzeitig spülen können.

VIELE UNFÄLLE BETREFFEN BEIDE AUGEN

Augenunfälle durch Chemikalien betreffen oft beide Augen. Mit dem DUO Augenaufsatz sind Sie gut auf solche Unfälle vorbereitet, denn er ermöglicht das gleichzeitige Spülen beider Augen. Die Frage, ob Sie sich um das eine oder das andere Auge kümmern, stellt sich also nicht mehr: Retten Sie beide!

DER AUGENAUFSAZ ZUR OPTIMALEN SPÜLUNG

Neben der Konzentration der Chemikalie ist die Kontaktzeit der kritischste Faktor bei Unfällen mit Säuren und Alkali. Entscheidend ist, dass die verfügbare Augenspülung die schädliche Substanz so schnell wie möglich neutralisiert. Mit dem einzigartigen DUO Augenaufsatz können Sie beide Augen gleichzeitig behandeln.

Die Form des Augenaufsatzes hilft dabei, die Augen während des Spülens offen zu halten sowie die richtige Flüssigkeitsmenge und Spülzeit sicherzustellen.

Plum Eyewash 0.9% Natriumchloride und Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate sind Einwegprodukte. Dadurch ist sichergestellt, dass die Spülflüssigkeit steril ist.



Augenspülung zum schnellen Entfernen von Fremdkörpern

Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride lindert Beschwerden und beugt Folgeschäden durch Fremdkörper im Auge vor.

Fremdkörper können leicht ins Auge gelangen. Schmutz, Staub oder Farbe an den Händen gefährden die Augen. Das Risiko erhöht sich bei der Bedienung von Maschinen und Werkzeugen, bei denen Holz- oder Metallsplinter in die Augen gelangen können.

Fremdkörper können sich im Auge festsetzen und zu Entzündungen, Schädigungen der Hornhaut oder der Iris führen. Dem können Sie durch Spülung unmittelbar nach dem Unfall entgegenwirken.

Diese Augenspülung enthält eine sterile Kochsalzlösung mit 0,9 % Natriumchlorid, welche der natürlichen Augenflüssigkeit entspricht. Sie spült das Auge mit einem sanften und angenehmen Strahl. Das Produktsortiment umfasst ein breites Spektrum - von der kleinen handlichen Flasche für den mobilen Einsatz bis hin zur Wandstation für die Montage direkt am gefährdeten Arbeitsplatz.



**200 ML / 500 ML / 1000 ML
PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE**

Die Flaschen enthalten eine sterile Lösung. Die Flaschen enthalten eine sterile Lösung und können einzeln oder als Nachfüllpackung in Augenspülstationen oder -wandboxen verwendet werden. Die 200-ml-Flasche kann einfach in der speziell konzipierten Gürteltasche, im Erste-Hilfe-Kasten, im Werkzeugkasten usw. aufbewahrt werden.

Inhalt: 200 ml
Verpackung: 10 x 200 ml
Art.-Nr.: 4691
PZN: 04397388

Inhalt: 500 ml
Verpackung: 12 x 500 ml
Art.-Nr.: 4604
PZN: 4397402

Inhalt: 1000 ml
Verpackung: 6 x 1000 ml
Art.-Nr.: 4707
PZN: 03099111

Verpackung: 3 x 500 ml
Art.-Nr.: 4613
PZN: 10079706



**5 X 20 ML NACHFÜLLUNG
PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM
CHLORIDE QUICKRINSE**

5 Augenspülampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung. Einzeln oder als Nachfüllung für QuickSafe®, Plum QuickFix&Rinse und Plum QuickRinse Spender verwendbar.

Inhalt: 5 x 20 ml
Verpackung: 4 x 5 x 20 ml
Art.-Nr.: 5160
PZN: 10066336



**500 ML / 1000 ML
PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM
CHLORIDE DUO**

Der ergonomische DUO Augenaufsatz ermöglicht das gleichzeitige Spülen beider Augen.

Inhalt: 500 ml
Verpackung: 6 x 500 ml
Art.-Nr.: 4861
PZN: 10249858

Inhalt: 1000 ml
Verpackung: 6 x 1000 ml
Art.-Nr.: 4800
PZN: 06134546



**200 ML / 500 ML
PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM
CHLORIDE - EINZELKARTON**

Der Karton schützt die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen und eignet sich für den Einzeleinsatz und mobile Arbeitsplätze.

Inhalt: 200 ml
Verpackung: 10 x 200 ml
Art.-Nr.: 4695
PZN: 11535388

Inhalt: 500 ml
Verpackung: 12 x 500 ml
Art.-Nr.: 4605
PZN: 11535402



**3 X 500 ML
PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM
CHLORIDE**

Praktisches und handliches Set mit drei Flaschen Augenspülung. Einfach zum Mitnehmen im Auto oder auf dem Weg zum Arzt oder in die Notaufnahme.

Inhalt: 3 x 500 ml
Verpackung: 4 x 3 x 500 ml
Art.-Nr.: 4620
PZN: 10306384

Augenspülung bei Unfällen mit Chemikalien

Plum Eyewash pH
Neutral 4.9% Phosphate
neutralisiert Säuren
und Alkali und spült sie
schnell aus den Augen

WICHTIG



Vorbehalten ist Flusssäure, die giftig und stark ätzend für Augen, Haut und Knochen ist. Plum Eyewash pH Neutral 4,9% Phosphate ist nicht als Erste Hilfe bei Augenunfällen mit Flusssäure gedacht, da es die ätzende Wirkung von HF nicht einschränkt.

EMPFOHLENE ANWENDUNG VON PLUM EYEWASH PH NEUTRAL 4.9% PHOSPHATE

Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate ist eine Augenspüllösung für Unfälle mit Säuren und Alkali. Spülen Sie die Augen schnellstmöglich mit Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, um den pH-Wert der schädlichen Substanz auf ein unbedenkliches Niveau einzustellen. Spülen Sie anschließend mit Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride weiter, bis Sie einen Arzt oder die Notaufnahme erreichen.

GEFÄHRLICHE CHEMIKALIEN SIND ÜBERALL

In vielen Berufen, Betrieben und Branchen sind Mitarbeiter der Gefahr schwerer Augenverletzungen durch Chemikalien ausgesetzt, z. B. in Chemiefabriken, in Recyclinganlagen, auf Baustellen und im Bergbau. Hier ist eine neutralisierende Augenspülung unbedingt notwendig, um Unfallfolgen zu minimieren.

Säuren und Alkali zersetzen die Struktur von Haut und Schleimhäuten.

Wie schwer eine Verletzung durch Verätzung ist, hängt vor allem von folgenden Faktoren ab:

- Konzentration der Chemikalie - Starke Säuren und Alkali sind extrem ätzend.
- Temperatur - Hohe Temperaturen erhöhen die ätzenden Eigenschaften der Chemikalie.
- Kontaktzeit - Je länger die Kontaktzeit, desto tiefer dringt die schädliche Substanz ein.

WENIGE SEKUNDEN KÖNNEN ENTSCHEIDEND SEIN

Bei Augenverletzungen durch Säuren und Alkali kommt es darauf an, die Chemikalie schnellstens auf den normalen pH-Wert der Augenflüssigkeit von etwa 7,4 zu neutralisieren, bevor die Säure oder Alkali in die Hornhaut eindringen kann.

Um bei einem Risiko von Verletzungen durch Säure oder alkalische Substanzen optimale Sicherheit zu gewährleisten, muss die Augenspüllösung:


- leicht zugänglich
- schnell anwendbar
- und effektiv sein

EINE SCHNELLE UND EFFEKTIVE AUGENSPÜLUNG IST DER SCHLÜSSEL

Plum Eyewash pH Neutral 4,9 % Phosphate ist eine pufferlösung, die selbst starke Säuren und Alkali schnell und effektiv neutralisiert. Die Flüssigkeit besteht aus Phosphatsalzen, die im menschlichen Körper vorhanden sind. Der Hydrogenphosphatpuffer wirkt effektiv bei Säure, während der Dihydrogenphosphatpuffer effektiv bei Alkali reagiert. Die Wirkung von Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate wurde in wissenschaftlichen Studien dokumentiert.^{1) 2)}

Die neutralisierende Wirkung von Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate wurde sowohl bei starken Säuren als auch bei starken Alkali im Vergleich zur Wirkung von Augenspülung mit 0,9 % Natriumchlorid getestet. Der Test hat deutlich gezeigt, dass Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate sowohl Säuren als auch Alkali schnell auf einen ungefährlichen pH-Wert neutralisiert. Die 0,9 % Natriumchloridlösung verdünnt die Flüssigkeit, wobei sich der pH-Wert jedoch nur gering verändert (Abbildung 1).

Abbildung 1: Neutralisierungseffekt von Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate und 0.9% Natriumchloridlösung*



*Es handelt sich hierbei um eine von Plum A/S durchgeführte Titrationsanalyse im Labor (in vitro Test). Hierbei wurde die Flüssigkeit Plum pH Neutral und 0,9 % Natriumchloridlösung schrittweise einer Lösung mit 1 Tropfen Schwefelsäure + 40 ml Leitungswasser bzw. 1 Tropfen Kaliumhydroxid + 40 ml Leitungswasser zugeführt. Die Änderungen des pH Wertes und die dafür erforderlichen Mengen von Spülflüssigkeit wurden für die Beurteilung des Effektes herangezogen.

1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44ff.

2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von Plum pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kaninchenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.



**200 ML - EINZELKARTON
PLUM EYEWASH PH NEUTRAL
4.9% PHOSPHATE**

Flaschen mit steriler 4,9 % Phosphatpufferlösung, die Säuren und Alkali schnell neutralisiert. Flaschen einzeln oder als Nachfüllung für Augenspülstationen und -wandboxen verwendbar.

Der Karton schützt die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen und eignet sich für den Einzeleinsatz und mobile Arbeitsplätze.

Inhalt: 200 ml
Verpackung: 10 x 200 ml
Art.-Nr.: 4755
PZN: 11535394



**200 ML
PLUM EYEWASH PH NEUTRAL
4.9% PHOSPHATE**

Die 200-ml-Flasche kann einfach im Erste-Hilfe-Kasten, im Werkzeugkasten usw. mitgeführt werden.

Inhalt: 200 ml
Verpackung: 10 x 200 ml
Art.-Nr.: 4752
PZN: 04397394



**500 ML
PLUM EYEWASH PH NEUTRAL
4.9% PHOSPHATE DUO**


Die 500 ml Flasche verfügt über einen ergonomischen DUO Augenaufsatz, der das gleichzeitige Spülen beider Augen ermöglicht.

Inhalt: 500 ml
Verpackung: 6 x 500 ml
Art.-Nr.: 4801
PZN: 06134552

” UNFÄLLE MIT SÄUREN UND ALKALI PASSIEREN DANN, WENN MAN SIE AM WENIGSTEN ERWARTET.

Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO rettete einem Mitarbeiter bei SITA France das Augenlicht. Das Unternehmen verarbeitet Kunststoffabfälle, darunter auch Plastikflaschen mit Resten von Reinigungsmitteln. Dem Mitarbeiter spritzte Flüssigkeit aus einer solchen Flasche in beide Augen. Dank der Augenspüllösung wurden die Schadstoffe neutralisiert und der Mitarbeiter kehrte bereits am nächsten Tag an seinen Arbeitsplatz zurück.





Die Wund- und Augensprays von Plum auf Natriumchloridbasis können leicht mitgeführt werden und sind einfach zu handhaben. Das gleichmäßige Sprühen ist aus allen Richtungen möglich. Ideal für Industrie, Produktion, Labore, Gefahrguttransporte, Ersthelfer, Polizei, Feuerwehr, Militär, Rettungsdienste und Katastrophenhilfe.

Plum Wound and Eyewash spray

Schnelle und einfache Erste Hilfe in Sekunden
– für Haut und Augen!

Schonendes Wund- und Augenspray für kleinere Unfälle wie Schnitte und Kratzer auf der Haut oder zum Ausspülen von Staub und Schmutz aus Wunden und Augen. Das Plum Wound and Eyewash Spray ist als Natriumchloridlösung und auch als phosphatgepufferte Natriumchloridlösung erhältlich. Es kann leicht mitgeführt werden und ist mit einer Hand einfach zu bedienen. Die Staubkappe schützt den Sprühkopf vor Verschmutzungen. Das Spray kann mehrfach angewendet werden und bleibt dabei steril. Die Dose ist vollständig recycelbar.

Eine schnelle und einfache Lösung, die das Risiko weiterer Infektionen oder Verletzungen minimiert.



Sprühkopf vor dem Gebrauch durch kurzes Sprühen in die Luft reinigen.



Sprühkopf mindestens 10 cm von der Wunde oder dem Auge entfernt halten. Zum Sprühen auf die Düse drücken. Wunde bzw. Auge nicht mit dem Sprühkopf berühren.





50 ML / 250 ML

PLUM WOUND AND EYEWASH SPRAY

Eine 0,9 % Natriumchloridlösung, die bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Schnitte und Kratzer auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge sofortige Hilfe bietet. Das Risiko für Infektionen oder Folgeschäden wird minimiert.



200 ML

PLUM WOUND AND EYEWASH SPRAY

Eine 0,9 % phosphatgepufferte Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Staub und Schmutz aus Wunden und Augen. Unterstützt die Wundheilung, reduziert Krankheitserreger sowie Blutungen (auch geronnenes Blut) und abgestorbenes Gewebe. Zusätzlich wird das Gewebe befeuchtet.



200 ML / 250 ML

WANDHALTERUNG

Machen Sie Ihre Erste Hilfe sichtbar, indem Sie die Plum Wound and Eyewash Spray an der Wand montieren. Diese einfache Wandhalterung spart bei leichten Augen- oder Hautverletzungen Minuten, denn das Plum Wound and Eyewash Spray ist immer griffbereit.

Plum Wound and Eyewash Spray

Inhalt:	50 ml
Verpackung:	24 x 50 ml
Art.-Nr.:	45530
PZN:	14130060
Sprachen:	en, de, se, da, fr, no fi, pt, it, nl, es, pl, is

Inhalt:	250 ml
Verpackung:	12 x 250 ml
Art.-Nr.:	4554
PZN:	13580861
Wandhalterung:	4123

Plum Wound and Eyewash Spray

Inhalt:	200 ml
Verpackung:	12 x 200 ml
Art.-Nr.:	4556
PZN:	15587643
Wandhalterung:	4123

Plum Wound and Eyewash Spray ist gemäß Leitfaden zur Klassifizierung der Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG) mit der CE-Kennzeichnung versehen.

Halterung für 200 ml und 250 ml Spray

Inhalt:	1
Verpackung:	24 Stk.
Art.-Nr.:	4123

Produktvorteile

- Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand
- Ermöglicht sicheres Spülen
- Staubschutzkappe zum Schutz des Sprühkopfs vor Verschmutzung
- Einfacher Transport, eingestuft als nicht entzündliches Aerosol
- Bis zu 100 % Produktentleerung
- Dose ist vollständig recyclebar
- Hypoallergen
- Sterile Lösung ohne Konservierungsstoffe
- 3 Jahre haltbar
- Haltbarkeitsdatum auf der Unterseite der Dose



Offene Augenspülstationen

Eine offene Station für die Wandmontage bietet einen guten Überblick sowie schnellen und einfachen Zugang zur Ersten Hilfe

SCHÜTZEN SIE IHRE MITARBEITER – STELLEN SIE ERSTE HILFE ZUR VERFÜGUNG

Wenn ein Unfall passiert, bleibt keine Zeit, um nach Erste-Hilfe-Materialien zu suchen.

Systematisieren Sie die Erste Hilfe mit einer Wandstation und stellen Sie einen leichten Zugang bei Unfällen sicher. Zur Wahl stehen offene Wandstationen und Wandboxen. Letztere sind besonders gut für staubige Arbeitsumgebungen geeignet, um die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen zu schützen.

Halten Sie stets zusätzliche Flaschen griffbereit, damit die Spülung auf dem Weg zum Arzt fortgesetzt werden kann.

EINFACHE MONTAGE

Alle Wandstationen lassen sich einfach montieren und werden mit Piktogrammtafeln geliefert, die die Anwendung der Produkte klar darstellen.



PLUM EYEWASH STATION

Wandstation mit 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Besonders geeignet für kleinere Arbeitsplätze.



PLUM EYEWASH STATION FÜR DUO FLASCHE

Wandstation mit 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Für die schnelle und gleichzeitige Spülung beider Augen.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4611
PZN:	04397425
Refill 500 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4604
PZN:	4397402
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Montageplatte	H: 29 x B: 13,5 cm

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4802
PZN:	06134575
Refill 1000 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4800
PZN:	06134546
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Montageplatte	H: 29 x B: 13,5 cm



PLUM COMBI-STATION

Wandstation mit 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate und 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali ins Auge gelangen.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4770
PZN:	00622871
Refill 200 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4752
PZN	04397394
Refill 500 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4604 / 4613
PZN:	4397402 / 10079706
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Montageplatte	H: 29 x B: 22,8 cm



PLUM COMBI-STATION FÜR DUO FLASCHEN

Wandstation mit 500 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO und 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali in die Augen gelangen und beide Augen betroffen sind.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4803
PZN:	06134581
Refill 500 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4801
PZN:	06134552
Refill 1000 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4800
PZN:	06134546
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Montageplatte	H: 29 x B: 22,8 cm



PLUM EYEWASH STATION

Wandstation mit 2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Besonders geeignet für Arbeitsumgebungen mit geringer Staubbelastung, wo jedoch die Gefahr besteht, dass Fremdkörper in die Augen gelangen.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4694
PZN:	04397431
Refill 500 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4604
PZN:	4397402
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Montageplatte	H: 29 x B: 22,8 cm



PLUM EYEWASH STATION MAXI

Wandstation mit 2 x 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen ein längeres Spülen erforderlich sein könnte.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4708
PZN:	03128893
Retill 1000 ml Augenspülung Art.-Nr.:	4707
PZN:	03099111
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Montageplatte	H: 29 x B: 22,8 cm



Die grüne Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride hilft, Schmutz und Fremdkörper zu entfernen.

Die blaue Spüllösung Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate bietet sofortige Erste Hilfe bei schweren Unfällen mit Säuren und Alkali.

Die weichen Flaschen sind einfach in der Handhabung und spülen die Augen mit einem sanften und gleichmäßigen Strahl.

Klare Piktogramme und Symbole zeigen die Aufbewahrung und Handhabung.

Die ergonomisch geformte Augenschale aus weichem Kunststoff passt sich an die natürliche Augenform an. Leicht zusammendrücken, bevor die Augenschale auf das Auge gesetzt wird. Der Aufsatz hilft dabei, das Auge offen zu halten und sorgt für eine gleichmäßige Spülung und Ausnutzung der Spülzeit.

Schnell und einfach zu öffnen. Eine einzige Umdrehung bricht die Versiegelung und die Flasche ist einsatzbereit.

Klare Gebrauchsanweisung

Ökonomisch durch lange Haltbarkeit von 3,5 Jahren ab Produktionsdatum. Das Haltbarkeitsdatum ist deutlich auf der Etikett ersichtlich.

Mit dem ergonomischen DUO Augenaufsatz können beide Augen gleichzeitig gespült werden. Der Aufsatz hilft dabei, die Augen offen zu halten und sorgt für eine gleichmäßige Spülung und Ausnutzung der Spülzeit.

Bitte beachten Sie: Alle verwendeten Materialien bestehen aus PE-LD, das recycelbar ist



Schnell zugängliche Augenspüllösungen


Der schnelle Zugang zur Augenspülung ist für alle Arbeitsplätze mit dem Risiko einer Augenverletzung maßgeblich, denn Sekunden entscheiden über den Ausgang eines Unfalls.

SIE HABEN NUR ZWEI AUGEN – PASSEN SIE GUT AUF SIE AUF

Das Sehvermögen ist einer der wichtigsten Sinne. Passen Sie deshalb gut auf Ihre Augen auf. Egal wie vorsichtig Sie sind, Unfälle können passieren. Seien Sie deshalb mit der richtigen Ersten Hilfe vor Ort auf Unfälle vorbereitet. Mit einer griffbereiten Augenspüllösung an allen Arbeitsplätzen, wo ein Risiko für Augenverletzungen besteht, sind sie bei Unfällen bestens gewappnet.

BREITES SORTIMENT EINZIGARTIGER SPÜLLÖSUNGEN

Unsere Priorität ist es, Ihnen dabei zu helfen, einen sichereren Arbeitsplatz zu gewährleisten. Deshalb werden unsere Konzepte in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Augenspezialisten entwickelt. Das bedeutet, unsere Produkte sind bis ins kleinste Detail durchdacht. Dank der klaren Piktogramme, die die korrekte Anwendung darstellen, sind sie ganz einfach anzuwenden. Der Augenaufsatz hält die Augen offen. Die Spülflüssigkeit trifft das Auge an der richtigen Stelle, in der richtigen Menge und mit einem sanften und gleichmäßigen Strahl.



Die Produkte sind gemäß Leitfaden zur Klassifizierung der Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG) mit der CE-Kennzeichnung versehen.

Plum iBox

– entwickelt für Ihre Sicherheit


Lieferung mit
Wandhalterung
und Montageset



Kann aus der Halterung
genommen und schnell
zu der verletzten Person
gebracht werden

Leichte und klare
Erkennung des
Ablaufdatums

Schnell zugängliche
Augenspüllösungen



Lieferung mit
Piktogrammtafel

Festes und halt-
bares Material (EPP)



Geräumiges Design
ermöglicht schnellen
und einfachen Zugriff

Leicht zu öffnen - an der
Wand montiert oder auf
dem Boden stehend

Staubdichte und tragbare Augenspülwandbox



PLUM IBOX 1

Staubdichte, tragbare Box, in die eine Augenspülflasche Ihrer Wahl passt. Geeignet für staubige Umgebungen und kleine Arbeitsplätze, wo die Gefahr einer Augenverletzung besteht.

Lieferung ohne Befüllung

Verpackung: 1
 Art.-Nr.: 4900
 PZN: 17756127
 Maße:
 Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
 iBox 1 H: 42,5 x B: 18,6 T: 13,5 cm

Plum iBox vereint wichtige Eigenschaften mit einem modernen Design und ist aus einem starken und haltbaren Material gefertigt. Entwickelt, um im Notfall dringende Maßnahmen zu ergreifen zu können, kombiniert Sie die Vorteile einer offenen Station mit der Staubdichte einer Augenspülbox und eignet sich für eine Vielzahl von Arbeitsplätzen.

Das durchsichtige Fenster ermöglicht das sofortige Erkennen des Haltbarkeitsdatums. Leicht zu öffnen kann sie an der Wand montiert werden oder auf dem Boden stehen. Die Plum iBox wird inkl. Wandhalterung, Piktogrammtafel und Wandmontageset geliefert.

Installieren Sie die Plum iBox so nah wie möglich an einem exponierten Bereich oder Arbeitsplatz und entsprechend der Risikobewertung. Die Box kann aus der Halterung genommen und schnell zu der verletzten Person gebracht werden. Jede Sekunde zählt!



PLUM IBOX 1

Staubdichte, tragbare Augenspülwandbox mit 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Besonders geeignet für staubige Arbeitsumgebungen, an denen die Gefahr besteht, dass Fremdkörper in die Augen gelangen.

Verpackung: 1
 Art.-Nr.: 4901
 PZN: 17850406
 Refill 1000 ml Art.-Nr.: 4800
 PZN: 06134546
 Maße:
 Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
 iBox 1 H: 42,5 x B: 18,6 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 1

Staubdichte, tragbare Augenspülwandbox mit 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Besonders geeignet für staubige Arbeitsumgebungen, an denen die Gefahr besteht, dass Fremdkörper in die Augen gelangen.

Verpackung: 1
 Art.-Nr.: 4902
 PZN: 17850412
 Refill 500 ml Art.-Nr.: 4604 / 4613
 PZN: 4397402 / 10079706
 Maße:
 Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
 iBox 1 H: 42,5 x B: 18,6 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Staubdichte, tragbare Box, in die zwei Augenspülflaschen Ihrer Wahl passen. Geeignet für staubige Umgebungen und kleine Arbeitsplätze, wo die Gefahr einer Augenverletzung besteht.

Lieferung ohne Befüllung

Verpackung: 1
 Art.-Nr.: 4920
 PZN: 17756133
 Maße:
 Piktogrammtafel H: 29 x B: 22,8 cm
 iBox 2 H: 42,5 x B: 29 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Staubdichte, tragbare Augenspülwandbox mit 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate und 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali ins Auge gelangen.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4921
PZN:	17756156
Refill 200 ml Art.-Nr.:	4752
PZN:	04397394
Refill 500 ml Art.-Nr.:	4604 / 4613
PZN:	4397402 / 10079706
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 2	H: 42,5 x B: 29 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Staubdichte, tragbare Augenspülwandbox mit 2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Besonders geeignet für staubige Arbeitsumgebungen, an denen die Gefahr besteht, dass Fremdkörper in die Augen gelangen.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4922
PZN:	17756162
Refill 500 ml Art.-Nr.:	4604 / 4613
PZN:	4397402 / 10079706
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 2	H: 42,5 x B: 29 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Staubdichte, tragbare Augenspülwandbox mit 500 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO und 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali in die Augen gelangen und dass beide Augen betroffen sind.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4923
PZN:	17756179
Refill 500 ml Art.-Nr.:	4801
PZN:	06134552
Refill 1000 ml Art.-Nr.:	4707
PZN:	03099111
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 2	H: 42,5 x B: 29 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Staubdichte, tragbare Augenspülwandbox mit 2 x 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen ein längeres Spülen erforderlich sein könnte.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4924
PZN:	17756185
Refill 1000 ml Art.-Nr.:	4707
PZN:	03099111
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 2	H: 42,5 x B: 29 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 3

Staubdichte, tragbare Box, in die drei Augenspülflaschen und eine Sprayflasche passen.

Geeignet für staubige Umgebungen und kleine Arbeitsplätze, wo die Gefahr einer Augenverletzung besteht.

Lieferung ohne Befüllung

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4930
PZN:	17822456
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 3	H: 47,5 x B: 37,6 T: 13,5 cm



PLUM IBOX 3

Staubdichte, tragbare Augenspülwandbox mit 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO und 250 ml Plum Wound and Eyewash Spray. Besonders für Orte geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali ins Auge gelangen.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4931
PZN:	17850429
Refill 500 ml Art.-Nr.:	4604 / 4613
PZN:	4397402 / 10079706
Refill 200 ml Art.-Nr. / PZN:	4752 / 04397394
Refill 1000 ml Art.-Nr. / PZN:	4800 / 06134546
Refill 250 ml Art.-Nr. / PZN:	4554 / 13580861
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
iBox 3	H: 47,5 x B: 37,6 T: 13,5 cm



Staubdichte Augenspülwandbox

Die Wandbox schützt Ihre Augenspülflaschen vor Schmutz und Staub und ist leicht und schnell zu öffnen



PLUM COMBI-BOX

Staubdichte Augenspülwandbox mit 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate und 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Besonders für Orte geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali ins Auge gelangen.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4789
PZN:	00622865
Refill 200 ml Art.-Nr.:	4752
PZN:	04397394
Refill 500 ml Art.-Nr.:	4604 / 4613
PZN:	4397402 / 10079706
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Augenspülwandbox	H: 28 x B: 23 T: 11 cm

WIRKEN SIE DEN FOLGEN EINES UNFALLS DURCH KOMBINIERTES SPÜLEN ENTGEGEN

Bei Unfällen mit Säuren und Alkali wird eine kombinierte Spülung empfohlen – zuerst mit Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate und danach mit Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Die Kombi-Box enthält beide Produkte und ermöglicht schnellen und einfachen Zugang. Neutralisieren Sie zuerst die Säure oder Alkali mit Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate und spülen Sie die Augen danach mit Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride, bis Sie einen Arzt oder die Notaufnahme erreichen.

Wenn Sie hauptsächlich mit flüssigen Chemikalien arbeiten, empfehlen wir Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. So können Sie im Notfall beide Augen gleichzeitig spülen.

Für Umgebungen ohne Staub- und Schmutzbelastung wie z.B. Labore eignen sich die offenen Stationen. Die geschlossenen Stationen schützen die Produkte in staubigen Umgebungen. Alle Stationen lassen sich einfach montieren und sind mit Spiegeln und Piktogrammtafeln ausgestattet, die die Anwendung der Augenspülflaschen klar darstellen.



PLUM EYEWASH BOX

Staubdichte Augenspülwandbox mit 2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Besonders geeignet für staubige Arbeitsumgebungen, an denen die Gefahr besteht, dass Fremdkörper in die Augen gelangen.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4650
PZN:	04397448
Refill 1000 ml Art.-Nr.:	4604 / 4613
PZN:	4397402 / 10079706
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Augenspülwandbox	H: 28 x B: 23 T: 11 cm



PLUM COMBI-BOX DUO

Staubdichte Augenspülwandbox mit 500 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO und 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Besonders für Orte geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali in die Augen gelangen und dass beide Augen betroffen sind.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4862
PZN:	11535365
Refill 500 ml (blau) Art.-Nr.:	4801
PZN:	06134552
Refill 500 ml (grün) Art.-Nr.:	4861
PZN:	10249858
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Augenspülwandbox	H: 28 x B: 23 T: 11 cm



PLUM COMBI-BOX DUO MAXI

Staubdichte Augenspülwandbox mit 500 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO und 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Besonders für Orte geeignet, an denen die Gefahr besteht, dass sowohl Fremdkörper als auch Säuren und Alkali in die Augen gelangen und dass beide Augen betroffen sind.

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	4810
PZN:	06585289
Refill 500 ml Art.-Nr.:	4801
PZN:	06134552
Refill 1000 ml Art.-Nr.:	4800
PZN:	06134546
Maße:	
Piktogrammtafel	H: 29 x B: 22,8 cm
Augenspülwandbox	H: 35,7 x B: 25,2 T: 11,6 cm

Das Soft-Close-System erleichtert das Öffnen und Schließen der Wandbox und schützt die Augenspülungen vor Staub und Schmutz aus der Umgebung.




Hergestellt aus Polystyrol – ein leichtes, isolierendes und umweltfreundliches PS Material. Die Box wird mit weniger Kunststoff im Vergleich zu einem 100%-Kunststoffprodukt hergestellt.

Nach einem Austausch kann die Box über die Wertstoffsammlung entsorgt werden.

Einfache Montage in der Nähe des Arbeitsplatzes

In die geformten Halter passen alle unsere Augenspülflaschen – sowohl mit Einzel- als auch mit DUO-Aufsatz – und sorgen für eine sichere Aufbewahrung.


Als „Worldstar Winner“ für Innovation ausgezeichnet, weil die Verpackung ein integrierter und dauerhafter Bestandteil des Produkts ist.



PLUM EYEWASH BOX DUO MAXI

Staubdichte Augenspülwandbox mit 2 x 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen bei einem Unfall ein längeres Spülen erforderlich sein könnte.

Verpackung: 1
 Art.-Nr.: 4816
 PZN: 06585272
 Refill 1000 ml Art.-Nr.: 4800
 PZN: 06134546
 Maße:
 Piktogrammtablett H: 29 x B: 22,8 cm
 Augenspülwandbox H: 35,7 x B: 25,2 T: 11,6 cm



PLUM EYEWASH PLUG & HEAT BOX, KLEIN

Beheizbare und staubdichte Augenspülwandbox. Geeignet für 2 Flaschen mit 200 ml und/oder 500 ml Augenspülung. Ohne Inhalt geliefert.

Verpackung: 1
 Art.-Nr.: 4672
 Maße:
 Piktogrammtablett H: 29 x B: 22,8 cm
 Augenspülwandbox H: 28 x B: 23 T: 11 cm

FÜR DIE RICHTIGE TEMPERATUR SORGEN

Was auch immer der Grund sein mag, meist ist schnelle Hilfe gefragt, wenn man etwas ins Auge bekommt. Daher müssen die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden und am Arbeitsplatz leicht zugänglich sein – auch bei kaltem Wetter.



Zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride.

Plum BodyNeutrAll

Mobile Körperdusche mit der hochwirksamen Dekon-Lösung für Haut, Flächen und Bekleidung.

Plum BodyNeutrAll enthält Ascorbinsäure, einen Aminosäurepuffer und Kalziumionen als aktive Substanzen. Glycerin, Polyethylen und Glykol sind Lösungsvermittler für organische Chemikalien.

PLUM BODYNEUTRALL:

- ✓ reduziert starke Oxidationsmittel (wie Chlor, Hypochlorit, Chlordioxid, Chloramin, Brom, Jod, Fluor, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure) zu nicht mehr aktiven Verbindungen.
- ✓ bindet Aldehyde zu Iminen, Phenole zu Aminen und Schwermetalle zu Aminkomplexen.
- ✓ bindet Flusssäure und Fluoride an das schwerlösliche Calciumfluorid.
- ✓ löst organische Lösungsmittel und Chemikalien.

GENEHMIGUNGEN/ZULASSUNGEN DER DEKON-LÖSUNG:

- Zertifizierung als Medizinprodukt der Klasse I nach den Vorgaben der EU-Verordnung EU 2017/745.
- Vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte unter der Nummer DE/CA33/ILM/2020/1 amtlich registriert. Die Registrierung ist für die gesamte EU gültig und darf entsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet werden.
- Geeignet nach DIN 14555-12 für Gerätewagen Gefahrgut.



PLUM BODYNEUTRALL 5 L

5 L leer Spray das mit einem Kanister mit gemischter Flüssigkeit zum Einfüllen in das Sprühgerät geliefert wird. Dieser ist für größere Flächen bis zu 50 m² geeignet und deckt mehrere Personen ab.

Verpackung: 1
Art.-Nr.: 4735
PZN: 18905658
Maß: H: 57 (mit Sprühlanze: 80) x B: 22 cm
Ø 18 cm



PLUM BODYNEUTRALL 600 ML

2 Flaschen à 300 ml zum Mischen und Verwenden mit einem Sprühkopf. Einfache Anwendung auf kleineren Flächen bis zu 6 m² oder für bis zu 3 Personen.

Verpackung: 4
Art.-Nr.: 4736
PZN: 18905664
Maß: H: 29 x B: 11 x T: 6 cm



PLUM BODYNEUTRALL 100 ML

Gemischte Flasche im Taschenformat zum Mitnehmen, die ca. 1 m² oder 1 Armlänge abdeckt.

Verpackung: 6
Art.-Nr.: 4737
PZN: 18905693
Maß: H: 13 x B: 6.5 x T: 3.1 cm



C-GEL 30 G

Verhindert die Einwirkung giftiger Fluoride auf die Haut im Falle einer Kontamination mit Flusssäure. Vereinfachte Anwendung im Notfall - auch mit Handschuhen verwendbar - durch den Druckspender.

Verpackung: 8
Art.-Nr.: 4738



Für weitere Informationen, scannen Sie bitte den QR-Code

plum QuickFix

FIX

PLUM QUICKFIX - DER EINZIGARTIGE SPENDER:

- Sofortiger und sichtbarer Zugang zu Pflastern und Augenspülampullen
- Jedes Pflaster ist sofort nach Entnahme aus dem Spender einsatzbereit
- Jedes Pflaster ist einzeln verpackt
- Das Pflaster kann mit nur einer Hand angebracht werden
- Einfache Nachfüllung bei Bedarf
- Deutliche Anzeige bei leerem Spender
- Stoppt schnell leichte Blutungen, ohne die anderen Pflaster zu verunreinigen
- Kleine Abmessungen – der Plum Quick-Fix Spender findet leicht überall Platz
- Enthält ein Fach zur Aufbewahrung von Kleinutensilien
- Wahlweise abschließbar, mit beiliegendem Schlüssel. Verhindert unerwünschten Schwund



Schnelle Hilfe bei kleineren Unfällen im Alltag

Montieren Sie den Pflasterspender an die Wand und sparen Sie Zeit. Einfach Pflaster auf die Wunde kleben und zurück zur Arbeit!

SCHNELLE UND HYGIENISCHE HILFE BEI LEICHTEN VERLETZUNGEN

Verschenden Sie bei kleinen Verletzungen keine Zeit mehr. Nehmen Sie sich ein Pflaster aus dem Spender, bringen Sie es an und schon geht es zurück an die Arbeit. Plum Quick-Fix löst das Problem einfach, hygienisch und effektiv.

Tagtäglich passieren zahlreiche kleinere Unfälle bei der Arbeit. Für die meisten Verletzungen ist ein Pflaster ausreichend. Wählen Sie das richtige Pflaster für Ihren Arbeitsalltag. Wir bieten geeignete Lösungen - ob für eine normale Arbeitsumgebung, für Arbeitsplätze mit hoher Luftfeuchtigkeit oder für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie.



Pflaster aus dem Spender nehmen.
Es ist einsatzbereit ...



... und kann mit einer Hand
angebracht werden.



Anwendung von Plum QuickFix
Pflaster (Animationsvideo)



Ein flexibles Pflasterspendersystem für alle Arbeitsbereiche

Plum QuickFix bietet Ihnen schnelle Erste Hilfe bei kleineren Schnittverletzungen

WÄHLEN SIE DEN SPENDER, DER AM BESTEN ZU IHNEN PASST

Unser Sortiment an Plum QuickFix Pflasterspendern umfasst zwei Spendertypen in unterschiedlichen Designs. Sie wurden für verschiedene Arbeitsbereiche entwickelt und können mit Pflastern und Augenspülampullen individuell befüllt werden, um den Anforderungen jeder Arbeitssituation gerecht zu werden.



PLUM QUICKFIX SPENDER

Der klassische grüne Spender ist mit zwei Pflasterrefills und/oder Augenspülampullen erhältlich. Das Spendergehäuse schützt den Inhalt vor Staub und Schmutz und enthält ein Innenfach für kleinere Utensilien. Er ist mit einem Innenfach ausgestattet für kleinere Gegenstände und kann mit Schloss und Schlüssel gesichert werden.

Der Spender ist an jedem Ort einsetzbar, wo kleinere Verletzungen passieren können und ist für die Montage an jedem stationären Arbeitsplatz konzipiert.


Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm



Plum QuickFix Uno, weiß



Plum QuickFix Uno, transparent



Plum QuickFix SOLO®, transparent

PLUM QUICKFIX UNO UND PLUM QUICKFIX SOLO® SPENDER

Dieser kleine Pflasterspender verbindet Sicherheit am Arbeitsplatz mit modernem Design. Der formschöne Spender eignet sich perfekt für den Einsatz in Büros, Restaurants, Wasch- und Sozialräumen und anderen staubarmen Arbeitsumgebungen.

Plum QuickFix Uno:
Maße: H: 85 x B: 130 x T: 35 mm

Plum QuickFix Solo®:
Maße: H: 80 x B: 130 x T: 27 mm



Wählen Sie Ihren Plum QuickFix Pflasterspender

– nach Ihren speziellen Anforderungen



PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT

Spender mit 90 wasserfesten Pflastern, für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 5501
 Refill Art.-Nr.: 5511
 PZN: 09534335



PLUM QUICKFIX ELASTIC UND WATER RESISTANT

Spender mit 45 elastischen und 45 wasserfesten Pflastern.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 5507
 Refill Art.-Nr.: 5512 & 5511
 PZN: 09534281



PLUM QUICKFIX ELASTIC

Spender mit 90 elastischen Pflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 5502
 Refill Art.-Nr.: 5512
 PZN: 09534269



PLUM QUICKFIX ELASTIC LONG

Spender mit 60 langen elastischen Pflastern, die mehrfach um den Finger gewickelt werden können.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 5528
 Refill Art.-Nr.: 5508
 PZN: 09534393



PLUM QUICKFIX DETECTABLE

Spender mit 90 blauen Pflastern. Die eingearbeitete Metallfläche lässt sich mit einem Metalldetektor aufspüren.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 5503
 Refill Art.-Nr.: 5513
 PZN: 09534275



PLUM QUICKFIX DETECTABLE LONG

Spender mit 60 langen blauen Pflastern. Die eingearbeitete Metallfläche lässt sich mit einem Metalldetektor aufspüren.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 5529
 Refill Art.-Nr.: 5509
 PZN: 09535292



PLUM QUICKFIX ALOE VERA

Spender inkl. 90 Aloe-Vera-Pflastern, die beruhigen und Feuchtigkeit spenden.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 5506
 Refill Art.-Nr.: 5514
 PZN: 15570890



PLUM QUICKFIX&RINSE

Spender inkl. 45 elastischen Pflastern und 5 Ampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 4631
 Refill Art.-Nr.: 5512 & 5160
 PZN: 10987875



PLUM QUICKFIX ALU

Spender inkl. 90 Pflastern mit Antihafschicht aus Aluminium und PE.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 5505
 Refill Art.-Nr.: 5515
 PZN: 15570909



PLUM QUICKRINSE

Spender inkl. 10 Augenspülampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 4632
 Refill Art.-Nr.: 5160
 PZN: 10987881



PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER

Spender inkl. 90 Pflastern mit hämostatischem Effekt.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 5510
 Refill Art.-Nr.: 5516
 PZN: 15743899



PLUM QUICKFIX - SPENDER LEER

Spender ohne Inhalt. Mit Plum QuickFix Nachfüllungen eigener Wahl befüllbar.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 5500



PLUM QUICKFIX UNO ELASTIC - SPENDER, TRANSPARENT

Transparenter Spender mit 45 elastischen Pflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 5531
 PZN: 13360243

QUICKFIX UNO ELASTIC - SPENDER, WEISS

Glänzend weißer Spender mit 45 elastischen Pflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 5532
 PZN: 13360289



PLUM QUICKFIX UNO - SPENDER OHNE REFILL, WEISS


Der Spender kann gemäß Ihren Bedürfnissen individuell bestückt werden. Der Spender ist auch für eine Nachfüllung mit Plum QuickRinse Ampullen geeignet.

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 5534
 PZN: 13360326



PLUM QUICKFIX UNO - SPENDER OHNE REFILL, TRANSPARENT

Verpackung: 10
 Art.-Nr.: 5533
 PZN: 13360295



PLUM QUICKFIX SOLO® - SPENDER OHNE REFILL, TRANSPARENT

Verpackung: 2
 Art.-Nr.: 5535



PLUM QUICKFIX MINI

Kleine und praktische Packung mit 30 Plum QuickFix Elastic Pflastern. Nehmen Sie sie einfach überall hin mit, wo Sie ein Pflaster benötigen könnten. Jedes Pflaster ist einzeln verpackt und sofort nach Entnahme aus der Packung einsatzbereit.

Verpackung: 30 x 30
 Art.-Nr.: 5504
 PZN: 09534298
 Pflastermaße: L: 72 x B: 25 mm



PLUM QUICKFIX SOLO®, transparent - abgebildet mit Beispiel für Pflasternachfüllung



Plum QuickFix Pflaster-Refills

Alle Refills im Überblick



PLUM QUICKFIX ELASTIC

45 elastische und komfortable Textilpflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

REFILL

Displaykarton: 6 x 45
Verpackung: 8 x 6 x 45
Art.-Nr.: 5512
PZN: 09534312
Maße: L: 72 x B: 25 mm

SPENDER

Art.-Nr.: 5502



PLUM QUICKFIX DETECTABLE

45 blaue Textilpflaster mit eingearbeiteter Metallfläche, die sich mit einem Metalldetektor aufspüren lässt. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie. Die Pflaster bestehen aus atmungsaktivem Material.

REFILL

Displaykarton: 6 x 45
Verpackung: 8 x 6 x 45
Art.-Nr.: 5513
PZN: 09534341
Maße: L: 72 x B: 25 mm

SPENDER

Art.-Nr.: 5503



PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT

45 wasserfeste Pflaster, die besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet sind. Die Pflaster sind aus schützendem PE-Material hergestellt.

REFILL

Displaykarton: 6 x 45
Verpackung: 6 x 8 x 45
Art.-Nr.: 5511
PZN: 09534335
Maße: L: 72 x B: 25 mm

SPENDER

Art.-Nr.: 5501



PLUM QUICKFIX ELASTIC UND DETECTABLE LONG

30 extralange Textilpflaster, die mehrfach um den Finger gewickelt werden können. Sie haben die Wahl zwischen elastischen Pflastern und blauen detektierbaren Pflastern.

PLUM QUICKFIX ELASTIC LONG

Displaykarton: 6 x 30
Verpackung: 8 x 6 x 30
Art.-Nr.: 5508
PZN: 09535300
Maße: L: 120 x B: 20 mm

SPENDER

Art.-Nr.: 5528

PLUM QUICKFIX DETECTABLE LONG

Displaykarton: 6 x 30
Verpackung: 8 x 6 x 30
Art.-Nr.: 5509
PZN: 09535323
Maße: L: 120 x B: 20 mm

SPENDER

Art.-Nr.: 5529



PLUM QUICKFIX ALOE VERA

Die in der Wundauflage enthaltene Aloe Vera ist für ihre lindernden, feuchtigkeitsspendenden und beruhigenden Eigenschaften bekannt. Sie schafft in der Wundumgebung optimale Bedingungen und begünstigt so den natürlichen Heilungsprozess. Verhindert Schorfbildung. Das Material des Pflasters ist Textil.

REFILL

Displaykarton: 6 x 45
Verpackung: 8 x 6 x 45
Art.-Nr.: 5514
PZN: 15386206
Maße: L: 72 x B: 25 mm

SPENDER

Art.-Nr.: 5506



PLUM QUICKFIX ALU

Textilpflaster mit mikronisierter Wundauflage aus Aluminium. Die Antihafschicht aus Aluminium und PE weist eine höhere Antihafleistung auf als eine Standard-PE-Schicht. Das Pflaster ist luftdurchlässig und angenehm auf der Haut.

REFILL

Displaykarton: 6 x 45
Verpackung: 8 x 6 x 45
Art.-Nr.: 5515
PZN: 15386235
Maße: L: 72 x B: 25 mm

SPENDER

Art.-Nr.: 5505



PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER

Textilpflaster mit hämostatischem Effekt. Durch die Alginatfasern zwischen den Vliesstofffasern der Wundauflage entsteht im Inneren ein Gel, das die Blutung innerhalb von ein bis zwei Minuten stillt und für optimale Feuchtigkeitsbedingungen sorgt.

REFILL

Displaykarton: 6 x 45
Verpackung: 8 x 6 x 45
Art.-Nr.: 5516
PZN: 15570915
Maße: L: 72 x B: 25 mm

SPENDER

Art.-Nr.: 5510



PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE QUICKRINSE - 5 X 20 ML

5 Augenspülampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung. Einzeln oder als Nachfüllung für QuickSafe®, Plum QuickFix&Rinse und Plum QuickRinse Spender verwendbar.

Inhalt: 5 x 20 ml
Verpackung: 4 x 5 x 20 ml
Art.-Nr.: 5160
PZN: 10066336



QuickSafe® bietet Ihnen schnelle, einfache und sichere Erste Hilfe

Eine flexible Lösung, die einen schnellen Überblick über die verfügbare Erste Hilfe gewährleistet – und mit der Sie immer die richtigen Produkte vor Ort parat haben.

MASSGESCHNEIDERTE ERSTE-HILFE-STATIONEN

Füllen Sie Ihre Erste-Hilfe-Station ganz nach Ihren Anforderungen. Plum Eyewash 0.9% Natrium Chloride zum Ausspülen von Fremdkörpern. Plum Eyewash pH Neutral 4.95 Phosphate für Unfälle mit Säuren oder Alkali. Pflaster, die Ihrer Arbeitssituation gerecht werden. Brandgel, das leichtere Verbrennungen lindert. Augenspülampullen für kleinere Unfälle und gereizte Augen. Tücher zur Wundreinigung. Wundkompressen für stärkere Blutungen.


Durch die transparente Abdeckung haben Sie jederzeit alle verfügbaren Produkte im Blick.

„ DIE WICHTIGSTEN DINGE AN EINEM ORT

Spæncom A/S ist führender Anbieter von Betonelementen. Das Unternehmen hat sich für Quicksafe® entschieden, um die Sicherheit der über 500 Mitarbeiter zu erhöhen. „Wir haben uns für Quicksafe® entschieden, weil die Station für individuelle Arbeitsbereiche angepasst werden kann. In den Bereichen, in denen Betonelemente mit Säure gewaschen werden, können wir z. B. die Plum Eyewash 0.9% Natrium Chloride und Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO in der Nähe der Arbeitsplätze anbringen. Die QuickSafe® Box enthält die wichtigsten Artikel und kann so montiert werden, dass Erste Hilfe immer griffbereit ist. Dank der transparenten Abdeckung ist alles sichtbar. Das ist praktisch.“

Jany Johannsen,
Umwelt- und Sicherheitskoordinator





QuickSafe® EMPTY

IHRE WAHL

Wenn Sie Ihre Erste-Hilfe-Produkte individuell zusammenstellen möchten, beginnen Sie mit einer leeren Station und befüllen diese nach Wahl.



KAUFEN SIE EINE LEERE STATION UND FÜLLEN SIE DIESE NACH IHREM BEDARF

Falls die auf der nächsten Seite dargestellten vier unterschiedlichen QuickSafe®-Lösungen Ihren Anforderungen nicht gerecht werden, können Sie sich eine Lösung zusammenstellen, die zu Ihnen passt. Statten Sie die Station mit Augenspülfaschen und anderen Erste-Hilfe-Produkten nach Ihrem Bedarf aus.


Verpackung: 1
Art.-Nr.: 5173
PZN: 10066371
Maße: H: 430 x B: 253 x T: 92 mm

Erste Hilfe immer zur Hand

Leichter Zugang ist der Schlüssel zu mehr Sicherheit

QuickSafe® vereint die wichtigsten Erste-Hilfe-Produkte an einem Ort. Bringen Sie die Station dort an, wo das Unfallrisiko am größten ist. Die QuickSafe Station ist nicht viel größer als ein A3-Blatt, so dass sie an nahezu jedem gefährdeten Arbeitsplatz angebracht werden kann.

Die transparente Abdeckung ermöglicht sowohl einen schnellen Überblick als auch einen einfachen Zugang zur Ersten Hilfe. Sie können leicht erkennen, wann die Station nachgefüllt werden muss. Die staubdichte Abdeckung zusammen mit den separat verpackten Produkten machen QuickSafe® zu einer hygienischen und eleganten Lösung.



Der Augenspülplan ist im Lieferumfang aller QuickSafe® Stationen enthalten



QuickSafe® BASIC

EIN GUTER AUSGANGSPUNKT

Mit der QuickSafe® Basic erhalten Sie die wichtigsten Produkte und können selbst entscheiden, mit welchem Inhalt Sie die oberen Fächer befüllen möchten. Damit haben Sie vollständige Flexibilität.



HABEN SIE BESONDERE ANFORDERUNGEN AN IHRE ERSTE-HILFE-STATION?

Kern der gesamten QuickSafe®-Serie ist die bewährte Augenspüllösung von Plum. Die QuickSafe® Basic enthält eine Kombination aus Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride und Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, Augenspülampullen und Pflastern. Die oberen Fächer können Sie selbst bestücken und an die Bedürfnisse Ihres Arbeitsplatzes anpassen.

INHALT:	Art.-Nr.:
2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride	4604
1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	4752
5 x 20 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse Augenspülampullen	5160
1 x Refill für Plum QuickFix Elastic mit 45 Pflastern	5512

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	5170
PZN:	10066342
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm



QuickSafe® COMPLETE

DIE KOMPLETTE LÖSUNG

Augenspülung inklusive Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate and Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse Augenspülampullen, Wundverband, Wundreinigungstüchern, Pflaster und Brandgel für leichtere Verbrennungen.



GROSSE AUSWAHL AN ERSTER HILFE

Mit der QuickSafe® Complete erhalten Sie ein breites Sortiment an Erste-Hilfe-Produkten für kritische Situationen ebenso wie für verschiedene kleinere Alltagsunfälle.

INHALT:	Art.-Nr.:
18 x Plum QuickCool Brandgel	5150
1 x Plum QuickStop Wundverband 1 x 17 x 17 cm und 2 x 12 x 7,5 cm	5152
20 x Plum QuickClean Wundreinigungstuch	5151
2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride	4604
1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	4752
5 x 20 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse Augenspülampullen	5160
1 x Refill für Plum QuickFix Elastic mit 45 Pflastern	5512

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	5174
PZN:	10066365
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm



QuickSafe® FOOD INDUSTRY

ERSTE HILFE WANDSTATION FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

Mit relevantem Inhalt für den speziellen Bedarf in der Lebensmittelindustrie.



SCHNELLE UND SICHERE HILFE

Eine Erste-Hilfe-Station für die Lebensmittelindustrie, Küchen, Kantinen und Restaurants u.a. mit detektierbaren Pflastern, Wundreinigungstüchern, Brandgel und Wundkompressen.

INHALT:	Art.-Nr.:
18 x Plum QuickCool Brandgel	5150
1 x Plum QuickStop Wundverband 1 x 17 x 17 cm und 2 x 12 x 7,5 cm	5152
20 x Plum QuickClean Wundreinigungstuch	5151
2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride	4604
1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	4752
1 x Refill für Plum QuickFix Detectable mit 45 Pflastern	5513
1 x Nachfüllung für Plum QuickFix Detectable Long mit 30 Pflastern	5509

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	5175
PZN:	10181468
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm



QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

STARKE LÖSUNG FÜR CHEMISCHE SUBSTANZEN

Unfälle mit Säuren und Alkali können schwerwiegende und lebenslange Folgen haben. Gehen Sie deshalb keine Kompromisse ein und schaffen Sie leichten Zugang zur Ersten Hilfe.



LEICHTER ODER SCHWERER UNFALL – WENN SEKUNDEN DEN UNTERSCHIED MACHEN

Wenn die Gefahr von Unfällen mit Säuren und Alkali besteht, ist das Vorhandensein einer effektiven Augenspülung entscheidend. Die Station enthält unter anderem Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO zum gleichzeitigen Spülen beider Augen.

INHALT:	Art.-Nr.:
1 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO	4861
1 x 500 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO	4801
1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	4752
5 x 20 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse Augenspülampullen	5160
1 x Refill für Plum QuickFix Elastic mit 45 Pflastern	5512

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	5171
PZN:	10066359
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm

Plum Pull1Aid®

Schnelle, einfache und sichere Erste-Hilfe

Plum Pull1Aid® ist Erste-Hilfe-Station, die an der Wand montiert wird und fast überall Platz findet. Eine flexible Lösung, die einen schnellen Überblick über die verfügbare Erste Hilfe ermöglicht – und mit der Sie immer die richtigen Produkte vor Ort parat haben.

Plum Pull1Aid® ermöglicht es Ihnen, Erste-Hilfe und Wundversorgungsprodukte zu kombinieren, die den Bedürfnissen an Ihrem Arbeitsplatz entsprechen. Die flexiblen Kombinationen bieten eine angepasste Lösung und vermeiden überflüssige Produkte.



Plum Pull1Aid® Stationen



INHALT:

1 x Plum QuickCool Brandgel	5150
1 x Plum QuickClean Wundreinigungstuch	5151
1 x Plum QuickStop Wuverband	5152
2 x Plum Blood Stopper Wundverband	5154
1 x Plum Blood Stopper Mini Wundverband	5153
1 x Plum Burn Gel Verbänden für Verbrennungen	5156
1 x Plum Protect Kit für Beatmungshilfen	5155
1 x 200 ml Plum Wound and Eyewash Spray	4556
1 x Plum QuickFix Elastic Refill	5512
1 x Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse	5160

ART.- NR.:

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	5181
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm

INHALT:

1 x Plum QuickCool Brandgel	5150
1 x Plum QuickClean Wundreinigungstuch	5151
2 x Plum Blood Stopper Wundverband	5154
1 x Plum Blood Stopper Mini Wundverband	5153
1 x Plum Burn Gel Verbänden für Verbrennungen	5156
1 x Plum Protect Kit für Beatmungshilfen	5155
1 x 200 ml Plum Wound and Eyewash Spray	4556
1 x Plum QuickFix Elastic Refill	5512
1 x Plum QuickFix Water Resistant Refill	5511

ART.- NR.:

Verpackung:	1
Art.-Nr.:	5180
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm

Plum Pull1Aid® Refills

PLUM BLOOD STOOPER MINI

Eine kleinere, sterile Komresse Verband mit vier Funktionen. Verwendung als Druckpolster bei starken Blutungen, Schutz für oberflächliche Wunden, Verbrennungsverband mit wundschützender Oberfläche oder als vorübergehende Unterstützung.



Art.-Nr. 5153

PLUM BLOOD STOPPER

Ein steriler Kompressenverband mit vier Funktionen. Verwendung als Druckpolster bei starken Blutungen, Schutz für oberflächliche Wunden, Brandwunden Verbrennungsverband mit wundschützender Oberfläche oder als vorübergehende Unterstützung.



Art.-Nr. 5154

PLUM PROTECT KIT

Schutz der Hilfe bei der Mund-zu-Mund-Beatmung. Begrenzt Kontakt zwischen dem Ersthelfer Ersthelfer und der verletzten Person durch eine Atemmaske mit einem Einweg-Ventil.



Art.-Nr. 5155

PLUM BURN GEL

Gel-Verband, der schnell kühlt und die Schmerzen bei Verbrennungen wirksam lindert. Die kühlende Wirkung reduziert Schmerzen und Schwellungen und verhindert, dass die Verbrennung tiefer in die Haut eindringt.



Art.-Nr. 5156

PLUM QUICKCOOL

Brandgel für die Erste Hilfe bei leichteren Verbrennungen und Verbrühungen. Kühlende und schmerzlindernde Wirkung. Enthält Teebaumöl. Einzel und als Nachfüllung Erste Hilfe Stationen verwendbar.



Art.-Nr. 5150

PLUM QUICKCLEAN

Wundreinigungstücher zur Reinigung kleinerer Wunden und Schnitte. Jedes Tuch ist einzeln verpackt und enthält steriles Wasser. Einzel und als Nachfüllung von Erste Hilfe Stationen verwendbar.



Art.-Nr. 5151

PLUM QUICKSTOP

Wundkompressen-Set für die Erste Hilfe bei leichten und starken Blutungen. Steriler Verband mit integrierter Komresse. Elastisch, nicht haftend und hautfreundlich. Plum QuickStop für die allgemeine Anwendung als Druck-, Stütz- und Schutzverband.



Art.-Nr. 5152

PLUM WOUND AND EYEWASH SPRAY

0,9 % phosphatgepufferte Natriumchlorid-lösung, die Fremdkörper, Blut, geronnenes Blut und abgestorbenes Gewebe entfernt und sofortigen Versorgung kleinerer Augenunfälle oder bei Schnitten und Kratzern. 200 ml.



Art.-Nr. 4556

PLUM QUICKFIX ELASTIC

Elastische und komfortable Textilpflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv.



Art.-Nr. 5512

Art.-Nr. long 5508

PLUM QUICKFIX DETECTABLE

Blaue Pflaster mit eingearbeiteter Metallfläche, die sich mit einem Metalldetektor aufspüren lässt. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie. Die Pflaster bestehen aus atmungsaktivem Material.



Art.-Nr. 5513

Art.-Nr. long 5509

PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT

Wasserfeste Pflaster, die besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet sind. Die Pflaster sind aus schützendem PE-Material hergestellt.



Art.-Nr. 5511

PLUM QUICKFIX ALOE VERA

Aloe Vera enthaltene Pflaster für ihre lindernden, feuchtigkeits-spendenden und beruhigenden Eigenschaften. Sie schafft in der Wundumgebung optimale Bedingungen und begünstigt so den natürlichen Heilungsprozess. Verhindert Schorfbildung.



Art.-Nr. 5514

PLUM QUICKFIX ALU

Pflaster mit mikronisierter Wundauflage aus Aluminium. Die Antihafschicht aus Aluminium und PE weist eine höhere Antihafleistung auf als eine Standard-PE-Schicht. Das Pflaster ist luftdurchlässig und angenehm auf der Haut.



Art.-Nr. 5515

PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER

Pflaster mit hämostatischem Effekt. Durch die Alginatfasern zwischen den Vliesstofffasern der Wundauflage entsteht im Inneren ein Gel, das die Blutung innerhalb von ein bis zwei Minuten stillt und für optimale Feuchtigkeitsbedingungen sorgt.



Art.-Nr. 5516

PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE QUICKRINSE

5 Augenspülampullen mit 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung. Einzel oder als Nachfüllung für Plum Pull1Aid®, QuickSafe®, Plum QuickFix&Rinse und Plum QuickRinse Spender verwendbar.



Art.-Nr. 5160

Wund- und Augenversorgung

Praktische Lösungen – mit denen Sie kleine Unfälle aufhalten, bevor Sie aufgehalten werden



Selbst kleine Schnitte und Wunden können zu einer ernsthaften Verletzung werden, wenn man sie nicht rechtzeitig behandelt. Mit der richtigen Wund- und Augenversorgung können Sie kleine Wunden leicht reinigen und verbinden und schnell zurück zur Arbeit gehen.



PLUM BELT BAG - GÜRTELTASCHE FÜR 200 ML FLASCHEN

Durch den praktischen Klettverschluss lässt sich die Tasche an Gürtel, Arbeitskleidung u.a. befestigen und ist immer dabei. Die Tasche lässt sich leicht öffnen, und ermöglicht eine schnelle Erste-Hilfe bei Unfällen. Für eine hygienische und sichere Aufbewahrung. Flasche nicht im Lieferumfang enthalten.

Verpackung: 10 Stk.
Art.-Nr.: 4692
PZN: 04397460



PLUM FIRST AID BAG - BASIC

Praktische Erste-Hilfe-Tasche für Ihren Gürtel und Ihre Arbeitskleidung oder jeden Arbeitsplatz, bei dem eine tragbare Lösung sinnvoll ist. Leicht zu öffnen ermöglicht sie schnelle und hygienische Erste Hilfe für unterwegs.

DIE TASCHE UMFASST:

- 1 x Plum QuickFix Water Resistant Refill
- 1 x Plum QuickFix Elastic Refill
- 1 x 200 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride
- 1 x Plum QuickCool
- 1 x Plum QuickClean
- 1 x Plum QuickStop

Verpackung: 4
Art.-Nr.: 4960



PLUM FIRST AID BAG - INDUSTRIAL

Praktische Erste-Hilfe-Tasche für Ihren Gürtel und Ihre Arbeitskleidung oder jeden Arbeitsplatz, bei dem eine tragbare Lösung sinnvoll ist. Leicht zu öffnen ermöglicht sie schnelle und hygienische Erste Hilfe für unterwegs.

DIE TASCHE UMFASST:

- 2 x Plum QuickFix Elastic Refill
- 1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate I
- 1 x 50 ml Plum Wound and Eyewash Spray
- 1 x Plum QuickCool
- 1 x Plum QuickClean
- 1 x Plum QuickStop

Verpackung: 4
Art.-Nr.: 4961



PLUM QUICKSTOP

Wundverbanden-Set für die Erste Hilfe bei leichten und starken Blutungen. Steriler Verband mit integrierter Kompresse. Elastisch, nicht haftend und hautfreundlich. Plum QuickStop für die allgemeine Anwendung als Druck-, Stütz- und Schutzverband.

DAS SET UMFASST:

- 1 x Plum QuickStop Wundverband, 17 x 17 cm
- 2 x Plum QuickStop Wundverband, 12 x 7,5 cm

Verpackung: 6 x 3
Art.-Nr.: 5152
PZN: 10066313



50 ML / 250 ML
PLUM WOUND AND EYEWASH SPRAY
 0,9 % Natriumchloridlösung zur sofortigen Versorgung kleinerer Augenunfälle oder bei Schnitten und Kratzern.

Inhalt: 50 ml
Verpackung: 24 x 50 ml
Art.-Nr.: 45530
PZN: 14130060
Sprachen: en, de, se, da, fr, no, fi, pt, it, nl, es, pl, is

Inhalt: 250 ml
Verpackung: 12 x 250 ml
Art.-Nr.: 4554
PZN: 13580861



200 ML
PLUM WOUND AND EYEWASH SPRAY
 0,9 % phosphatgepufferte Natriumchloridlösung, die Fremdkörper, Blut, geronnenes Blut und abgestorbenes Gewebe entfernt.

Inhalt: 200 ml
Verpackung: 12 x 200 ml
Art.-Nr.: 4556
PZN: 15587643

Plum Wound and Eyewash Spray ist gemäß Leitfaden zur Klassifizierung der Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG) mit der CE-Kennzeichnung versehen.



ALOE VERA COOL GEL

Aloe Vera Cool Gel ist ein neues und verbessertes Kühlgel mit einem hohen Anteil an rein natürlicher Aloe Vera. Es hydratisiert und beruhigt die Haut. Für alle Hauttypen geeignet, wirkt das transparente Gel regenerierend und kühlt beispielsweise Insektenstiche und Haut, die starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt war.

Inhalt: 75 ml
Verpackung: 8 x 75 ml
Art.-Nr.: 5570
PZN: 17822462



PLUM NANO SAFE

Zur effektiven Entfernung nanoskaliger Partikel von der Haut.

Inhalt: 50 ml
Art.-Nr.: 5576



PLUM QUICKCOOL
 Brandgel für die Erste Hilfe bei leichteren Verbrennungen und Verbrühungen. Kühlende und schmerzlindernde Wirkung. Enthält Teebaumöl. Einzeln und als Nachfüllung der QuickSafe® Stationen verwendbar.
 18 Sachets pro Box.

Verpackung: 6 x 18
Art.-Nr.: 5150
PZN: 10066299



PLUM QUICKCLEAN
 Wundreinigungstücher zur Reinigung kleinerer Wunden und Schnitte. Jedes Tuch ist einzeln verpackt und enthält steriles Wasser. Einzeln und als Nachfüllung von QuickSafe® Stationen verwendbar.
 20 Sachets pro Box.

Verpackung: 6 x 20
Art.-Nr.: 5151
PZN: 10066307



PLUM QUICKCLEAN - BOX
 Box mit 40 Wundreinigungstüchern zur Reinigung kleinerer Wunden und Schnitte. Jedes Tuch ist einzeln verpackt und enthält steriles Wasser.
 Maße der Tücher 130 x 200 mm.

Verpackung: 11 x 40
Art.-Nr.: 5551
PZN: 09534217
Wandhalterung: 955904





Plum BurnOut

Feuerlöschspray

Plum BurnOut ist ein Feuerlöschspray und eine praktische Ergänzung zum herkömmlichen Feuerlöscher.

Die Sprühflasche ist leicht mitzunehmen und enthält eine anorganische Flüssigkeit auf Wasserbasis, die einen einzigartigen Brandschutz gewährleistet. Außerdem hat es eines der stärksten Umweltp Profile auf dem heutigen Markt.

PRODUKTFAKTEN UND VORTEILE

- ✓ Umweltneutrale Flüssigkeit (pH 7,5)
- ✓ Frei von PFAS und Tensiden
- ✓ Hoher EC 50-Wert (Wirk-Konzentration, die den Bakteriengehalt nach der Anwendung misst - hohe %zahl gut, niedrige schlecht) Meerwasser 21% / Seewasser 41%
- ✓ Ungiftig
- ✓ Brandklasse A
- ✓ Gute Löschwirkung
- ✓ Entleert sich in 20 Sekunden, Reichweite 2 Meter

Plum BurnOut wird für die schnelle Hilfe bei der Brandbekämpfung in der Anfangsphase eingesetzt. Es wird von Brandschutzbeauftragten (in der Industrie) und Sicherheitspersonal genutzt und kommt in Wohnungen, Restaurants, Wohnmobilen und Wohnwagen zum Einsatz - also überall dort, wo ein kleiner Feuerlöscher zuerst eingesetzt werden kann, um das Feuer zu unterdrücken.

Das Spray kann in einer montierten Wandhalterung aufbewahrt werden und ist für Holz, Papier und Stoffe geeignet.

Plum BurnOut ist hocheffektiv, hat einen ausgezeichneten Wiederentzündungsschutz und ist sicher in der Anwendung.

PLUM BURNOUT

Inhalt	250 ml
Verpackung	12
Art.-Nr.:	5590




WANDHALTERUNG

Verpackung	24
Art.-Nr.:	4123

Von der Handpflege bis zur Augenspülung

Plum Safety ApS ist ein weltweit führender Hersteller von Augenspülungen, Pflastern und Erste-Hilfe-Stationen, die in vielen verschiedenen Branchen eingesetzt werden. Die Wurzeln des dänischen Unternehmens reichen zurück bis in das Jahr 1860. Seit über 50 Jahren befassen wir uns mit effektiven, benutzerfreundlichen Lösungen für die Handhygiene in Unternehmen – und inzwischen seit fast 20 Jahren mit Erste-Hilfe-Lösungen, die Ihren Arbeitsplatz zu einer sichereren Umgebung machen.

Wir bedienen heute ein breites Spektrum an Nutzern im Industrie-, Handwerks- und Institutionsbereich. Zu unserem Sortiment gehören Augenspülungen, Erste-Hilfe Stationen, Pflaster und Coolgel.





Deutsche Niederlassung

Plum Deutschland GmbH
Wagnerstraße 22
D-27474 Cuxhaven

T: +49 4721 681801
info@plum-deutschland.de

www.plum-deutschland.de

Hauptsitz

Plum Safety ApS
Mandelalleen 1
DK-5610 Assens

T: +45 6916 9600
info@plum.eu

www.plum.eu